

潮氣末二氧化碳監測器-EMMA

- (一) 按住電源鍵開機。
- (二) 確認機器數值為 0。
- (三) 將機器裝設在人工鼻及蛇管中間。
- (四) 監測機器數值與波型。
- (五) 到達醫院後將機器移除。
- (六) 將氣道適配管拔除，等候機器關機。

註：EtCO₂ 判讀重點

- (1) 當數值<10mmHg 時，注意壓胸品質。
- (2) 當數值急遽提升(如從 10-20 mmHg 提升至 40mmHg)且維持(通常大於 40mmHg)，合併出現結構性心律時，可提早暫停胸部按壓檢查心律與脈搏。
- (3) CPR 過程數值消失或波形消失時請立即評估氣道是否脫落或易位。
- (4) ROSC 後若數值消失或波形消失時請立即評估脈搏及評估氣道是否脫落或易位。